

甘肃省临床检验中心

2026 年全省尿液干化学分析室间质评活动指导书

一、评价项目

- 1. 2026 年全省卫生院尿液干化学分析室间质量评价活动全年开展两次，每次 5 个样品， 1 次邮寄。
- 2. 评价项目：尿液干化学分析中尿 PH 、 PRO 、 GLU、 BLD、 KET、 BIL、 NIT、 URO、 WBC、 比重 10 个项目。

二、时间安排

活动 次数	批号	样本建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
第1次	202611、202612、202613 、202614、202615	2026年7月20日	2026年8月3日	2026年8月17日
第2次	202621、202622、202623 、202624、202625	2026年9月20日	2026年9月30日	2026年10月20日

备注：用你室常规方法测定。全部结果在活动的截止日期前从检验中心网站 EQA 系统网络直报，不要发电子邮件或书面邮寄。超过停报截止日期按缺勤对待。

三、样本说明

- 1. 样品状态 待测样本为购买的商品化产品，生产商为爱威生物。样品特性为液体。
- 2. 样品数量：第 1 次室间质评样品数量 5 支，批号为 202611、202612、202613、202614、202615；第 2 次室间质评样品数量 5 支，批号为 202621、202622、202623、202624、202625。
- 3. 存储条件 室间质评样品放入 2-8℃冷库保存。

四、尿液干化学室间质评物使用方法及注意事项

- 1. 本质控物可对尿PH 、 PRO 、 GLU、 BLD、 KET、 BIL、 NIT、 URO、 WBC、 比重10 个项目进行检测。使用时用所发的10ml复溶液复溶，塞上瓶盖颠倒几次，使充分溶解。然后将瓶内室间质评样品注入15×100mm试管内，即可测定。
- 2. 室间质评样品检测时，应按日常病人检测样品处理方式处理，由日常工作人
员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检
测病人样本的次数相同。
- 3. 注意将质控液和试纸条恢复到室温再进行测定，否则结果将受影响。回报时
注明。

4. 关于我中心EQA 流程，可参阅当年的《2026年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；
5. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时， 请电话联系补寄。
6. 当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（<https://www.gsccl.cn>）修改密码。
7. 室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。
8. 每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，**必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。**
9. 投诉及申诉处理流程：我中心接收参加者通过电话提出的诉求后，由项目负责人及时记录基本信息，对有效投诉或申诉全面调查原因，填写《参加者投诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话：0931-8281034。

五、联系方式

联 系 人：杨永清

联络地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路204号

联系电话： 0931-8281229

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月