

甘肃省临床检验中心

2026 年肿瘤标志物测定室间质量评价（能力验证）

活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2026 年肿瘤标志物室间质量评价将进行2 次活动(共 10个批号) ，一次邮寄。

评价项目 10 项， 有 CEA 、 AFP 、 总 PSA 、 CA19-9 、 CA125 、 CA15-3 、 β 2-微球蛋白、铁蛋白、总 β -HCG 、游离 PSA。

活动次数	批号	样本建议测定日期	结果上报截止日期	质评成绩下发日期
第1次	202611、202612、202613、202614、202615	2026年7月15日	2026年7月29日	2026年8月12日
第2次	202621、202622、202623、202624、202625	2026年9月1日	2026年9月15日	2026年9月29日

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品保存：未复溶质评样品，2℃-8℃ 避光密封保存，有效期 24个月

三、样品处理

本次能力验证使用的质评样本性状为冻干粉材质。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。测定前将样本从冰箱取出，在室温下（15℃~25℃）准确加入 2mL 去离子水或蒸馏水，加盖在室温中放置 30 分钟，轻轻混匀后进行测定。复溶后加盖密闭置 2℃~8℃保存，稳定 14 天。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

四、注意事项

- 关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2026年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；
- 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时， 请电话联系补寄。
- 当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（<https://www.gsccl.cn>）修改密码。

4. 若检测过程中出现样品浓度超出检测系统线性区间上限/下限的情况，请直接填写线性上限/下限值(数值前勿添加“”或“>”)。注意:线性下限值一般为检测系统的定量限，请勿错报为检出限。
5. 室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。
6. 每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，**必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）**。
7. 投诉及申诉处理流程：我中心接收参加者通过电话提出的诉求后，由项目负责人及时记录基本信息，对有效投诉或申诉全面调查原因，填写《参加者投诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话：0931-8281034。

五、联系方式

室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月